


Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Clusterin Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Numero articolo: CM0002171



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-Clusterin, validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la Clusterin umana, una chaperone extracellulare coinvolta nell'apoptosi, nell'inibizione del complemento e nell'aggregazione proteica. Adatto per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Clusterin Rabbit mAb
Note/Alias	CLI, AAG4, APOJ, CLU1, CLU2, KUB1, SGP2, APO-J, SGP-2, SP-40, TRPM2, TRPM-2, NA1/NA2, Clusterin
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1191
ID Gene	1191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 314-449 della catena alfa della Clusterin umana (NP_001822.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P10909
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio