

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Clvs2 Per Wb, Elisa - Q5Syc1

Numero articolo: CM0023124

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro la Clavesin-2 (CLVS2) umana, validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio della morfologia endosomiale/lisosomiale e del traffico proteico neuronale. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLVS2 Rabbit pAb
Note/Alias	RLBP1L2, C6orf212, C6orf213, bA160A10.4, CLVS2
Specie	Uomo
ID genico	134829
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-327 della CLVS2 umana (NP_001010852.2)
Origine	Rabbit (coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q5SYC1
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio