

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cmas Per Wb Ed Elisa - Q8Nfw8

Numero articolo: CM0015004

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità di coniglio contro la CMAS umana (sintasi dell'acido CMP-N-acetilneuraminico). Validato per WB ed ELISA, reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'acido sialico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CMAS pAb di coniglio
Note/Alias	CSS; CMAS
Specie	Umana
GeneID (umana)	55907
GeneID	55907
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-263 della CMAS umana (NP_061156.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8NFW8
Peso della proteina	48kDa
Spedizione	Borsa refrigerante