

Anticorpo Policlonale Anti-Cmip Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8ly22

Numero articolo: CM0019268

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CMIP, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CMIP Rabbit pAb
Note/alias	TCMIP; CMIP
Specie	Umano
GeneID (umano)	80790
GeneID	80790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 640-773 del CMIP umano (NP_938204.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8LY22
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante