


Anticorpo Policlonale Anti-Cmklr1 Per Wb E Elisa - Q99788

Numero articolo: CM0021350



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CMKLR1 umano (ChemR23), validato per WB e ELISA. Adatto per campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche su infiammazione metabolica e risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CMKLR1 Rabbit pAb
Note/Alias	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1240
GeneID	1240
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 di CMKLR1 umano (NP_001135815.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99788
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio