


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cmklr1 Per Wb Ed Elisa - Q99788

Numero articolo: CM0014436



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CMKLR1 umano (recettore della chemerina), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca immunologica e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CMKLR1 Rabbit pAb
Note/alias	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1240
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250 e 350 di CMKLR1 umano (NP_001135815.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q99788
Peso della proteina	42kDa
Spedizione	Confezione refrigerante