

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cmtm6 Per Wb, Elisa - Q9Nx76

Numero articolo: CM0002386

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CMTM6 di alta qualità per western blot (WB) ed ELISA. Riconosce CMTM6 umano e di ratto, un regolatore principale del riciclo di PD-L1 e dell'anergia delle cellule T. Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari e gli studi di immunologia oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CMTM6 Rabbit mAb
Note/Alias	CKLFSF6; PRO2219; CMTM6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	54918
Gene ID	54918
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 84-183 di CMTM6 umano (NP_060271.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NX76
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio