

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cnbp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62633

Numero articolo: CM0013267

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CNBP per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per lo studio della repressione trascrizionale e il legame con l'RNA. Proteina da 19 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CNBP Rabbit pAb
Note/Alias	DM2; ZNF9; CNBP1; PROMM; RNF163; ZCCHC22; CNBP
Specie	Uomo
ID gene	7555
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-170 della CNBP umana (NP_001120668.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62633
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio