

## Anticorpo Policlonale Anti-Cnga2 Per Wb, Elisa - Q16280

Numero articolo: CM0027294



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CNGA2 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione olfattiva e sui canali ionici attivati da nucleotidi ciclici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | CNGA2 Rabbit pAb                                                                                                                         |
| Annotazioni/alias     | CNCA; CNG2; CNCA1; OCNC1; OCNCa; OCNCALPHA; CNGA2                                                                                        |
| Specie                | Uomo                                                                                                                                     |
| GeneID (Uomo)         | 1260                                                                                                                                     |
| GeneID                | 1260                                                                                                                                     |
| Immunogeno            | Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CNGA2 umana (NP_005131.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                    |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                        |
| SWISS                 | Q16280                                                                                                                                   |
| Peso proteico         | 76 kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                    |