

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cnga3 Per Wb, Elisa - Q16281

Numero articolo: CM0027386



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CNGA3 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Riconosce la subunità alfa-3 del canale attivato da cGMP dei fotorecettori a cono, chiave nella fototrasduzione. Reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio CNGA3
Note/Alias	CNG3; ACHM2; CCNC1; CCNCa; CNCG3; CCNCalpha; CNGA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1261
GeneID	1261
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 di CNGA3 umano (NP_001289.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16281
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio