

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cnga4 Per Wb, Elisa - Q8Iv77

Numero articolo: CM0013013



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CNGA4, adatto per applicazioni WB ed ELISA, reagisce con campioni umani e di topo. CNGA4 è un canale regolato da nucleotidi ciclici coinvolto nella trasduzione del segnale olfattivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CNGA4 Rabbit pAb
Note/Alias	CNG4; CNG5; CNCA2; CNG-4; CNGB2; OCNC2; OCNCb; OCNCBETA; CNGA4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1262
GeneID	1262
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 416-575 della CNGA4 umana (NP_001032406.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8IV77
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio