

Anticorpo Policlonale Anti-Cnmd Per Wb, Elisa - 075829

Numero articolo: CM0023317

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CNMD umano (CHM1/LECT1), validato per WB e ELISA. Regola la crescita dei condrociti e l'angiogenesi; adatto per la ricerca sullo sviluppo scheletrico e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	CNMD Rabbit pAb
Note/Alias	CHM1; CHM-I; LECT1; BRICD3; MYETS1; CNMD
Specie	Umana
GeneID (umano)	11061
GeneID	11061
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-334 di CNMD umano. (NP_008946.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	075829
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio