

Anticorpo Policlonale Anti-Cnnm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nru3

Numero articolo: CM0020112

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il trasportatore di metalli CNNM1 (ACDP1, CLP-1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante che copre gli amminoacidi 692-951 della CNNM1 umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CNNM1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ACDP1; CLP-1; CNNM1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	26507
GeneID	26507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 692-951 della CNNM1 umana (NP_065081.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRU3
Peso molecolare proteico	104kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio