


Anticorpo Policlonale Anti-Cnnm4/Acdp4 Per Wb, Elisa - Q6P4Q7

Numero articolo: CM0024569



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CNNM4 umano (ACDP4), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto di metalli, biomineralizzazione e funzione retinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CNNM4 Rabbit pAb
Note/Alias	ACDP4; CNNM4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26504
ID Gene	26504
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-775 di CNNM4 umano (NP_064569.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P4Q7
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio