

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cnot1 Per Wb, If/Icc, Elisa - A5Ykk6

Numero articolo: CM0030018



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CNOT1 umano, convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce CNOT1 umano e murino. Ideale per investigare i meccanismi di deadenilazione dell'mRNA e di regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CNOT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NOT1; CDC39; HPE12; NOT1H; VIBOS; AD-005; CNOT1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23019
Gene ID	23019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2137-2376 di CNOT1 umano (NP_057368.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	A5YKK6
Peso proteico	267kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio