


Anticorpo Policlonale Anti-Cnot8 Per Wb, Elisa - Q9Uff9

Numero articolo: CM0027527



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CNOT8 per WB e ELISA. Rileva CNOT8 umano e murino, una subunità catalitica del complesso CCR4-NOT coinvolta nella deadenilazione dell'mRNA e nel controllo della traduzione. Adatto per la ricerca in biologia molecolare e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CNOT8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CAF1; POP2; CALIF; Caf1b; hCAF1; CNOT8
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9337
GeneID	9337
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-292 della CNOT8 umana (NP_004770.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9UFF9
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio