

Anticorpo Policlonale Anti-Cnpasi Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09543

Numero articolo: CM0019398



introduzione

Anticorpo policlonale contro la CNPasi umana (CNP) validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi di neurobiologia, ricerca sulla mielina e studi antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	CNPasi Rabbit pAb
Note/Alias	CNP1; HLD20; CNPasi
Specie	Umana
ID gene	1267
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 152-421 della CNPasi umana (NP_149124.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P09543
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante