


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cnpase Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09543

Numero articolo: CM0003321



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità mirato alla CNPase umana (P09543), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia della mielina e antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-CNPase
Note/Alias	CNP1; HLD20; CNPase
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1267
GeneID	1267
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 322-421 della CNPase umana (P09543)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09543
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio