


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cnpase Per Wb, If-P, Elisa - P09543

Numero articolo: CM0014807



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla CNPase umana (nota anche come CNP1/CNP). Validato per WB, IF-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto, supporta la ricerca sulla mielina, la neurodegenerazione e gli antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CNPase Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CNP1; HLD20; CNPase
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1267
GeneID	1267
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 150-421 della CNPase umana (NP_149124.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09543
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio