

Anticorpo Policlonale Anti-Cnpy2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2B0

Numero articolo: CM0012995

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CNPY2 umano (MSAP, TMEM4, ZSIG9), convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla crescita dei neuriti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CNPY2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MSAP; TMEM4; ZSIG9; HP10390; CNPY2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10330
ID gene	10330
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-182 di CNPY2 umano (NP_055070.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2B0
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio