

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cnpy3 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9BT09

Numero articolo: CM0025063

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CNPY3 (PRAT4A) umano, validato per WB, IHC-P, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Essenziale per studi sull'immunità innata e sul ripiegamento proteico nel reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CNPY3 Rabbit pAb
Note/Alias	CAG4A; DEE60; ERDA5; TNRC5; EIEE60; PRAT4A; CNPY3
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	10695
GeneID	10695
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-278 di CNPY3 umano (NP_006577.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9BT09
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio