

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cntd1 Per Wb, Elisa - Q8N815

Numero articolo: CM0019607

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CNTD1 validato per WB ed ELISA su campioni umani. Rilevamento specifico della proteina contenente il dominio N-terminale della ciclina 1 per la ricerca sulla meiosi e la formazione dei crossover.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CNTD1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CNTD; COSA1; CNTD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	124817
GeneID	124817
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-120 del CNTD1 umano (NP_001317151.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N815
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio