


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cntf Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P26441

Numero articolo: CM0023835



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CNTF convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Rileva CNTF in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla sopravvivenza neuronale, il differenziamento e la segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CNTF
Note/Alias	HCNTF; CNTF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1270
ID Gene	1270
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-74 del CNTF umano (NP_000605.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26441
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio