

Anticorpo Policlonale Anti-Cntfr Di Coniglio Per Wb, Elisa - P26992

Numero articolo: CM0029828



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al CNTFR umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Consente lo studio della segnalazione CNTF, della sopravvivenza dei motoneuroni e dei meccanismi di neuroprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CNTFR Rabbit pAb
Note/Alias	CNTFR
Specie	Umano
GeneID	1271
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-342 del CNTFR umano (NP_671693.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P26992
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio