


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cntn1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12860

Numero articolo: CM0023601



introduzione

Anticorpo CNTN1 policlonale di coniglio, noto anche come F3/GP135, validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per studi di ricerca sullo sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CNTN1 Rabbit pAb
Note/Alias	F3; GP135; MYPCN; CMYP12; CNTN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1272
GeneID	1272
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di CNTN1 umano (NP_778203.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12860
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio