

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cntn3 Per Wb, Elisa - Q9P232

Numero articolo: CM0016179



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CNTN3 umano (Contactina-3, BIG-1, PANG) validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CNTN3 Rabbit pAb
Note/Alias	PCS; PANG; BIG-1; CNTN3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5067
GeneID	5067
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-110 di CNTN3 umano (NP_065923.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9P232
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio