

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cntn4 Per Wb Ed Elisa - Q8Iwv2

Numero articolo: CM0014056

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CNTN4 validato per WB ed ELISA. Targetizza la Contactina-4 umana (BIG-2), una molecola di adesione cellulare neurale coinvolta nella crescita dei neuriti e nella sinaptogenesi. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CNTN4 Rabbit pAb
Note/Alias	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Specie	Umano
GeneID (umano)	152330
GeneID	152330
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 448-697 della CNTN4 umana (NP_001193885.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8I WV2
Peso della proteina	113kDa
Spedizione	Borsa refrigerante