

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fattore Di Coagulazione Iii/Fattore Tessutale Per Wb, If/Icc, Elisa - P13726

Numero articolo: CM0018174



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Fattore di Coagulazione III/Fattore Tessutale umano (CD142, TF). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva i livelli endogeni in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'emostasi e la trombosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fattore di Coagulazione III/Fattore Tessutale
Note/Alias	TF; TFA; CD142; Fattore di Coagulazione III/Fattore Tessutale
Specie	Umano
ID Gene	2152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-251 del Fattore di Coagulazione III/Fattore Tessutale umano (NP_001984.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13726
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa refrigerante