

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fattore Della Coagulazione X (F10) Per Wb, If/Icc, Elisa - P00742

Numero articolo: CM0015514



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore della coagulazione X umano (F10). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca su emostasi, trombosi e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | F10 Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Note/Alias          | FX; FXA; F10                                                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                |
| GeneID (Umano)      | 2159                                                                                                                                                 |
| GeneID              | 2159                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-488 di F10 umano (NP_000495.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Umano, Topo                                                                                                                                          |
| SWISS               | P00742                                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 55kDa                                                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                   |