


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Coch Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43405

Numero articolo: CM0030670



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla coclina umana (COCH/COCH5B2), validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Espressa nell'orecchio interno, la coclina regola la forma e la motilità cellulare. Ideale per la ricerca sull'udito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COCH Rabbit pAb
Note/Alias	DFNA9; COCH5B2; DFNB110; COCH-5B2; COCH
Specie	Umano
ID Gene (umano)	1690
ID Gene	1690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-260 della COCH umana (NP_001128530.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O43405
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio