

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cofilina Per Wb, Elisa - P23528

Numero articolo: CM0008660



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cofilina di CamelBio è diretto contro la Cofilina-1 umana (P23528) e presenta reattività crociata con topo e ratto. Validato per WB ed ELISA, contribuisce allo studio delle dinamiche dell'actina, della migrazione cellulare e dello sviluppo embrionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Cofilina
Note/alias	CFL; cofilina; HEL-S-15; Cofilina
Specie	Umana
ID genico	1072 (umana)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Cofilina umana (P23528)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P23528
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio