

Anticorpo Policlonale Anti-Cog1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtw3

Numero articolo: CM0022327

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COG1 umano, una subunità conservata del complesso oligomerico del Golgi. Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione del Golgi e sul CDG2G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COG1 Rabbit pAb
Note/Alias	LDLB; CDG2G; COG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9382
ID Gene	9382
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 835-935 di COG1 umano (NP_061184.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WTW3
Peso Proteico	109kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio