

Anticorpo Policlonale Anti-Cog2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14746

Numero articolo: CM0027737

introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio diretto contro COG2 (Q14746), una subunità del complesso oligomerico conservato del Golgi essenziale per la morfologia e la funzione dell'apparato di Golgi. Validato per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul traffico del Golgi e sui disturbi congeniti della glicosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COG2 Rabbit pAb
Note/Alias	LDLC; CDG2Q; COG2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	22796
GenelD	22796
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 di COG2 umano (NP_031383.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14746
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio