

Anticorpo Policlonale Anti-Cog3 Per Wb, Elisa - Q96Jb2

Numero articolo: CM0021386

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro COG3 umano (SEC34), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utile per studi sul trasporto del Golgi. 94 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COG3 Rabbit pAb
Note/Alias	SEC34; COG3
Specie	Umano
ID Gene	83548 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di COG3 umano (NP_113619.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96JB2
Peso proteico	94 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio