


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cog4 Per Wb, Elisa - Q9H9E3

Numero articolo: CM0014176



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la COG4 umana, validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione del Golgi, dell'assemblaggio del SNARE-pin e del trasporto retrogrado.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COG4 Rabbit pAb
Note / Alias	COD1; CDG2J; SWILS; COG4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	25839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-410 della COG4 umana (NP_056201.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H9E3
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio