

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cog6 Per Wb, Elisa - Q9Y2V7

Numero articolo: CM0015469

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro COG6 umano (SWISS Q9Y2V7), validato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'apparato di Golgi e per studi sui disturbi congeniti della glicosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COG6 Rabbit pAb
Note/Alias	COD2; SHNS; CDG2L; COG6
Specie	Umano
GenelD (umano)	57511
GenelD	57511
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 508-657 di COG6 umano (NP_065802.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2V7
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio