

## Anticorpo Policlonale Anti-Coilin Per Wb, Ip, Elisa - P38432

Numero articolo: CM0029420

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Coilin umana (p80-coilin) per Western blot, immunoprecipitazione e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla dinamica dei corpi di Cajal e sull'assemblaggio degli snRNP.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Coilin Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note / Alias        | CLN80; p80-coilin; Coilin                                                                                                         |
| Specie              | Uomo                                                                                                                              |
| GeneID (Uomo)       | 8161                                                                                                                              |
| GeneID              | 8161                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 297-576 della Coilin umana (NP_004636.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                 |
| SWISS               | P38432                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 63 kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                             |