

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Coilin Per Wb, Elisa - P38432

Numero articolo: CM0011882

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la Coilin umana (p80-coilin), validato per WB ed ELISA. Rileva la Coilin nei corpi di Cajal; presenta reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sulla biogenesi degli snRNP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Coilin
Note/alias	CLN80; p80-coilin; Coilin
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	8161
GenelD	8161
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Coilin umana (P38432).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P38432
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante