


Anti-Col10A1 (Collagene Catena Alfa-1(X)) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q03692

Numero articolo: CM0022846



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il COL10A1 umano (collagene catena alfa-1(X)), adatto per WB ed ELISA. Utile per la ricerca sulla mineralizzazione della cartilagine, l'ossificazione endocondrale e i disturbi della crescita ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COL10A1 Rabbit pAb
Note/Alias	COL10A1; collagene catena alfa-1(X)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1300
GeneID	1300
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q03692
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio