

Anticorpo Monoclonale Anti-Col11A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P12107

Numero articolo: CM0005622

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro COL11A1 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e sulla fibrillogenasi del collagene. Fornito dall'approvvigionamento di materie prime IVD tutto in uno di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COL11A1 Rabbit mAb
Note/Alias	STL2, COL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1301
GeneID	1301
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 301-400 di COL11A1 umano (NP_001845.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P12107
Peso Molecolare Proteico	167kDa/176kDa/181kDa/182kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio