

Anticorpo Policlonale Anti-Col11A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12107

Numero articolo: CM0013792

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COL11A1 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per lo studio della matrice extracellulare della cartilagine e della fibrillogenesi del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COL11A1 Rabbit pAb
Note/Alias	STL2, COLL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1301
GeneID	1301
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-430 di COL11A1 umano (NP_542196.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P12107
Peso molecolare	181 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante