

Anticorpo Policlonale Anti-Col11A2 Per Wb, Elisa - P13942

Numero articolo: CM0013643

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-COL11A2 validato per WB ed ELISA. Targetta la catena alfa-2 del collagene umano di tipo XI (172 kDa), coinvolta nella fibrillogenesi. Utile per la ricerca sulla matrice extracellulare, gli studi sulla perdita dell'udito e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-COL11A2
Note/alias	HKE5, PARP, STL3, FBCG2, DFNA13, DFNB53, OSMEDA, OSMEDB, COL11A2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1302
ID del gene	1302
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-380 del COL11A2 umano (NP_542411.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13942
Peso della proteina	172 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante