

Anticorpo Policlonale Anti-Col1A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P02452

Numero articolo: CM0025577



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COL1A1 umano (Catena alfa-1(I) del collagene). Validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva COL1A1 umano e di topo. Immunogeno ricombinante (aa 1359-1464). Per la ricerca sulla matrice extracellulare, il collagene e le ossa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COL1A1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagene I/COL1A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1277
GeneID	1277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1359-1464 di COL1A1 umano (NP_000079.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P02452
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio