


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Col2A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02458

Numero articolo: CM0009194



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio COL2A1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con la COL2A1 umana; indispensabile per la ricerca sulla cartilagine e gli studi sullo sviluppo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COL2A1 Rabbit mAb
Note / Alias	AOM; ACG2; ANFH; LCPD; SEDC; STL1; VPED; ANFH1; EDMMD; OSCDP; PLSDT; SEDSTN; SMDALG; COL11A3; SEMDSTWK
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1280
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1242-1487 della COL2A1 umana (NP_001835.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P02458
Peso proteico	30 kDa/134 kDa/142 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio