


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Col2A1 Per Wb, Elisa - P28481

Numero articolo: CM0026642



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COL2A1, specifico per i tessuti cartilaginei. Validato per WB ed ELISA, reagisce con topo e ratto. Ideale per lo sviluppo dello scheletro e la ricerca sulla cartilagine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	COL2A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Dmm; Lpk; Col2; Del1; Col2a; Col2a-1; M100413; Rgsc413; Rgsc856
Specie	Topo
GeneID (Umano)	1280
GeneID	12824
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P28481
Peso proteico	132-142 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio