


Anticorpo Policlonale Anti-Col4A1 Per Wb E Elisa - P02462

Numero articolo: CM0018222



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COL4A1 umana (Catena alpha-1(IV) del collagene) per WB e ELISA. Immunogeno ricombinante targeting amminoacidi 1445-1669. Ideale per studi su membrane basali, angiogenesi e ECM. Reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COL4A1 Rabbit pAb
Note/Alias	BSVD, BSVD1, RATOR, PADMAL, COL4A1s, COL4A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1282
GeneID	1282
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1445-1669 della COL4A1 umana (NP_001836.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P02462
Peso Proteico	161 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio