


Anticorpo Policlonale Anti-Col4A2 Per Wb, Elisa - P08572

Numero articolo: CM0028943



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la catena collagene alfa-2(IV) umana (COL4A2). Validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Utile per studi sulla membrana basale, angiogenesi e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio COL4A2
Note/Alias	ICH; BSVD2; POREN2; COL4A2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1284
ID Gene	1284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1486-1712 di COL4A2 umano (NP_001837.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08572
Peso Proteico	168kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio