


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Col4A3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q01955

Numero articolo: CM0021639



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio COL4A3 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira alla catena alfa-3(IV) del collagene, una proteina chiave della membrana basale coinvolta nella ricerca sulla filtrazione glomerulare e anti-angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio COL4A3
Note/Alias	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1285
GenelD	1285
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1555-1669 di COL4A3 umano (NP_000082.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01955
Peso Proteico	162kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio