

Anticorpo Policlonale Anti-Col4A3Bp (Cert, Gbbp, Stard11) - Q9Y5P4

Numero articolo: CM0014668



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COL4A3BP umano (CERT, GPBP, STARD11). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mirata alla proteina di trasferimento della ceramide che media il traffico lipidico non vescicolare dal RE all'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COL4A3BP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CERT; GPBP; CERTL; MRD34; STARD11; COL4A3BP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10087
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 369-598 del COL4A3BP umano (NP_112729.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5P4
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio