


Anticorpo Policlonale Anti-Col4A5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P29400

Numero articolo: CM0028969



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la catena alfa-5 del collagene di tipo IV umano, convalidato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della biologia della membrana basale glomerulare e della sindrome di Alport.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COL4A5 Rabbit pAb
Note/Alias	ATS, ASLN, ATS1, CA54, COL4A5
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	1287
ID Gene	1287
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1462-1691 di COL4A5 umano (NP_203699.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P29400
Peso proteico	161 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio